



Bielsze zęby
po upływie
1 tygodnia



Soniczna szczoteczka do zębów

MODEL HW-BT001

rok zał. 1949

TECH - MED
TECHNIKA MEDYCZNA
B. WOJCIK s-ka jawna

dla:

HOME WORLD Piotr Wójcik
Ul. Sarmacka 28B/12
02-972 Warszawa, Polska
www.home-world.pl

*Ośniewaj
Uśmiechem*





Tylko jeden przycisk



Do 40.000 impulsów/min.



5 programów mycia zębów



Przypomina o wymianie
końcówki myjącej w przypadku
zużycia włosia



Naładowana bateria
wystarcza na 30 dni




Bezprzewodowa ładowarka
baterii w zestawie



Wodoodporność klasy IPX7



Wskaźnik wyładowania
baterii



*Ośniewaj
Uśmiechem*

Aplikacja mobilna Teethcare identyfikuje
16 obszarów uzębienia.

Dzięki temu możesz bardzo dokładnie
usunąć płytkę nazębną, nalot i bakterie.





*Ośniewaj
Uśmiechem*

Aplikacja Teethcare pomaga zwrócić Twoją uwagę na obszary uzębienia lub pojedyncze zęby, z którymi możesz mieć problemy



*Ośniewaj
Uśmiechem*

Aplikacja Teethcare wskazuje, które zęby wyczyściłeś oraz te, które jeszcze wymagają doczyszczenia





5 programów czyszczenia

Szczoteczka soniczna HW-BT001 jest uniwersalnym urządzeniem dla szerokiego grona użytkowników dzięki temu, że posiada 5 różnych programów czyszczenia, które możesz dostosować do swoich potrzeb.



Clean

Program do codziennego czyszczenia zębów

White

Usuwa plamy z powierzchni zębów

Polish

Poleruje i wybiela zęby

Soft

Delikatnie masuje dziąsła

Sensitive

Delikatne czyszczenie zębów i dziąseł



HW-BT001

6



Dynamiczna, soniczna technologia czyszczenia zębów pozwala na osiągnięcie częstotliwości do 40 000 drgań włosia szczoteczki na minutę.



40000

drgań włosia
na minutę

230

gf.cm

22,5

Nmm

moment
obrotowy



Dowodzono klinicznie, iż dynamiczna, soniczna technologia czyszczenia zębów pozwala na usunięcie do 100% więcej nalotu nazębnego w trudno dostępnych dla klasycznych szczoteczek obszarach a także zapewnia do 12 razy lepszy efekt wybielania zębów w ciągu 1 tygodnia w porównaniu z tradycyjnymi metodami czyszczenia.

Szczoteczka soniczna HW-BT001 dynamicznie wtłacza płyn pomiędzy zęby, efektywnie czyszcząc każdą ich powierzchnię, nawet tę pomiędzy zębami i wzdłuż linii dziąseł tuż przy ich brzegach.

Zobaczysz i poczujesz różnicę.



HW-BT001

7



*Olsniewaj
Uśmiechem*




Codzienne użycie trybu czyszczenia "White" pomoże Ci uzyskać zauważalnie bielsze zęby już po upływie tygodnia. Udowodniono, że dynamiczna, soniczna technologia czyszczenia zębów skutecznie usuwa plamy po kawie, herbacie, papierosach i czerwonym winie. Ergonomiczny uchwyt, włosie o dużej gęstości z włóknami o diamentowym szlifie klasy DuPont oraz 5 trybów czyszczenia zapewnia wysoką efektywność czyszczenia zębów, którą rekomendują dentyści.



*Olsniewaj
Uśmiechem*

Zdrowe dziąsła są podstawą dobrej kondycji całej jamy ustnej. Dużo dorosłych pacjentów cierpi z powodu chorób dziąseł w pewnym etapie życia.

Na szczęście dowiedziono klinicznie, że szczoteczka soniczna HW-BT001 jest zdolna poprawić kondycję dziąseł nawet w przeciągu 2 tygodni. Czyści ona wzdłuż linii dziąseł usuwając płytkę nazębną oraz stymuluje dziąsła.





Konstrukcja włosia szczoteczki

32 skupiska antybakteryjnego włosia o średnicy 0.152mm

Informacja o konieczności wymiany końcówki czyszczącej

Włókna włosia o diamentowym szlifie klasy DuPont zapewniają większą powierzchnię do doczyszczenia i wybielenia zębów w czasie zaledwie jednego tygodnia. Włosie zarówno usuwa płytkę nazębną jak i wybiela Twoje zęby.



Olsniewaj
Uśmiechem



Długa żywotność baterii

Bateria pozwala na używanie szczoteczki przez 1 miesiąc czyli na 2 minuty x 60 razy.*

Ważna informacja !!!

Aby zapewnić maksymalną efektywność baterii jest bardzo ważne, aby naładować ją pierwszy raz przed pierwszym użyciem przez 12 godzin.

*przy codziennym, dwukrotnym, 2-minutowym czyszczeniu zębów



Regulacja czasu czyszczenia



*Ośniewaj
Uśmiechem*



Czasomierz determinuje czas czyszczenia wszystkich zębów oraz ich szesnastu obszarów

Zainstalowany w szczoteczce czasomierz wskazuje, kiedy Twoje czyszczenie jest zakończone i wtedy automatycznie wyłącza szczoteczkę.

Dentyści zalecają czyszczenie zębów dwa razy dziennie przez minimum dwie minuty.



Wysoce wydajny podwójny system ładowania



Wysoce wydajny podwójny system ładowania

Szczoteczka soniczna HW-BT001 posiada imponujący 1-miesięczny czas żywotności naładowanej baterii. Jednak w każdej chwili, gdy chcesz doładować baterię masz do dyspozycji:

Ładowarkę bezprzewodową

Ładowarka bezprzewodowa jest wygodna w użyciu. Wystarczy ją tylko podłączyć do komputera przenośnego lub sieci elektrycznej.



Inteligentny nadzór nad czyszczeniem zębów



Aplikacja Teethcare

Dzięki aplikacji mobilnej „Teethcare” możesz nadzorować obszar, czas i częstotliwość czyszczenia zębów, zużycie końcówki czyszczącej oraz poziom naładowania baterii.

Czas trwania czyszczenia

Częstość czyszczenia

Ścisły nadzór nad czyszczeniem

Sugestie dotyczące czyszczenia na podstawie stopnia białości zębów oraz nawyków (kawa, papierosy itd.).



Dwa kolory



Masz do wyboru 2 kolory szczoteczek:
czarny
biały



Dzięki etui podróżnemu nie musisz martwić się o naładowanie baterii szczoteczki w podróży



W czasie podróży szczoteczka HW-BT001 może być umieszczona w etui, które dzięki interfejsowi USB zapewnia pełne naładowanie baterii szczoteczki. Etui może być w każdej chwili podłączone do komputera przenośnego i niepotrzebne są żadne dodatkowe akcesoria typu „przejściówki” czy „ładowarki”.

Etui podróżne jest opcjonalne.

Nie jest zawarte w standardowym opakowaniu szczoteczki.



Symbol modelu	HW-BT001
Stopień ochrony	IPX7
Uruchamianie	Naciśnięcie przycisku
Wykończenie	Materiał uchwytu i końcówki czyszczącej: PC+ABS+lakier UV
Wymiary	Urządzenie główne: 27,8 x 27,8 x 248,6 mm Ładowarka: 65,6 x 65,6 x 26,3 mm
Masa	Urządzenie główne ok. 115g Ładowarka: 100g
Kolor	Czarny, biały
Rodzaj ładowarki	Beprzewodowa, indukcyjna
Czas ładowania	Ok. 8 godzin
Rodzaj baterii	Akumulator litowy
Pojemność baterii	Akumulator 800mAh
Naładowana bateria	Starcza na ok. 1 miesiąc (przy codziennym użytkowaniu przez 4 minuty)
Tryby szczotkowania	5 różnych trybów, uruchomienie poszczególnych trybów jest wskazywane za pomocą kontrolki LED Tryb Clean: 34800 ruchów włosia na minutę Tryb White: 33000-40000 ruchów włosia na minutę Tryb Polish: 35000 ruchów włosia na minutę Tryb Soft: 33000 ruchów włosia na minutę Tryb Sensitive: 28200 ruchów włosia na minutę
Zawartość zestawu	2 końcówki czyszczące 1 uchwyt o ergonomicznym kształcie 1 ładowarka bezprzewodowa 1 instrukcja obsługi 1 opakowanie handlowe





Końcówki czyszczące do szczoteczki
dostępne:

w opakowaniu 2 końcówki
w kolorach: biały i czarny



Szczoteczka soniczna wraz z funkcją transferu danych
przez **Bluetooth** i aplikacją mobilną **Teethcare** to:

- Elegancja
- Kompleksowa kontrola stanu Twoich zębów
- Zdrowe dziąsła
- Skuteczne usuwanie płytki nazębnej, nalotu i bakterii
- Naturalnie bielsze zęby
- Zastosowanie w domu i w podróży
- 30 dni bez ładowania baterii





- ✓ WYBIELAJ ZĘBY
- ✓ ZADBAJ O DZIAŚŁA
- ✓ USUWAJ DO 100%
WIĘCEJ NALOTU

ABY

*Ośniewać
Uśmiechem*

Z APLIKACJĄ TEETHCARE



Available on the
App Store
For iOS OS 7.0 or Above

Available on the
Google play
For Android OS 4.3 or Above



dla:

rok zał. 1949

TECH - MED
TECHNIKA MEDYCZNA
B. WÓJCİK s-ka jawną

HOME WORLD Piotr Wójcik
Ul. Sarmacka 28B/12
02-972 Warszawa, Polska
www.home-world.pl

