



HOME
WORLD[®]
Health Line

Pulkoksymetr napalcowy HW-HL030

Z inteligentnym pulsoksymetrem HW-HL030 znacznie ograniczasz ryzyko zakażenia wirusem **COVID-19**.

Dzięki zdalnej transmisji danych prześlesz wyniki swoich pomiarów lekarzowi, bez konieczności wizyty w szpitalu/przychodni.



Funkcja transmisji danych - Bluetooth

Aplikacja mobilna „MedM Health” – bezpłatna, dostępna w języku polskim na platformach Android i iOS

Typ pulsoksymetru: napalcowy

Metoda pomiaru: fotoelektryczna

Technologia pomiaru: technologia badania oxyhemoglobiny fotoelektrycznej

Rodzaj wyświetlacza: OLED

Pulsoksymetr wskazuje wartość tętna oraz nasycenia krwi tlenem (SpO_2)

Zakres pomiarowy: SpO_2 : 70% - 100%
Tętno: 30-250 uderzeń na minutę (bpm)

Dokładność pomiaru: SpO_2 : 70% - 100%, +/-2%
Tętno: 30bpm - 99bpm, +/-2bpm
100bpm - 235bpm, +/-2%

Rozdzielczość pomiarowa: SpO_2 : 1%
Tętno: 1bpm

Zasilanie: 2 baterie alkaliczne 1,5V typ AAA
Pobór mocy < 30mA

Żywotność baterii: 2xAAA 1,5V, 800mAh; 28 godzin ciągłej pracy

Automatyczne wyłączenie: po 10 sek. nieużywania

2 lata gwarancji

Karton zbiorczy: 100 szt.

Kod EAN: 5901812546487

Nr artykułu: HW-HL030



HOME WORLD Piotr Wojcik
Ul. Sarmacka 28B/12
02-972 Warsaw, Poland
www.home-world.pl



Pulkoksymetr napalcowy HW-HL030



Available on the
App Store

For iOS OS 7.0 or Above



Kod dla urządzeń mobilnych
z systemem iOS

Google play

For Android OS 4.3 or Above



Kod dla urządzeń mobilnych
z systemem Android



Aplikacja
MedM Health



HOME
WORLD
Health Line



HOME WORLD Piotr Wojcik
Ul. Sarmacka 28B/12
02-972 Warsaw, Poland
www.home-world.pl