



## Pulsoksymetr napalcowy HW-HL031

Z inteligentnym pulsoksymetrem **HW-HL031** znacznie ograniczysz ryzyko zakażenia wirusem COVID-19.

Dzięki zdalnej transmisji danych prześlesz wyniki swoich pomiarów lekarzowi, bez konieczności wizyty w szpitalu/przychodni.



Funkcja transmisji danych - Bluetooth

Aplikacja mobilna „MEDM Health” – bezpłatna, dostępna w języku polskim na platformach Android i iOS

Typ pulsoksymetru: napalcowy

Metoda pomiaru: fotoelektryczna

Technologia pomiaru: technologia badania oxyhemoglobiny fotoelektrycznej

Rodzaj wyświetlacza: LCD (kolorowy)

2 kierunki trybu wyświetlania

Pulsoksymetr wskazuje wartość tętna oraz nasycenie krwi tlenem (SpO<sub>2</sub>)

Zakres pomiarowy:	SpO <sub>2</sub> : 70%-100%
	Tętno: 25-250 uderzeń na minutę (bpm)

Dokładność pomiaru:	SpO <sub>2</sub> : 80%-100% +/- 2%, 70%-79% +/- 3
	Tętno: +/- 2 bpm

Rozdzielczość pomiarowa:	SpO <sub>2</sub> : 1%
	Tętno: 1bpm

Zasilanie: 2 baterie alkaliczne 1,5V typ AAA

Automatyczne wyłączenie po 10 sek. nieużywania

2 lata gwarancji


Karton zbiorczy: 100 szt.

Kod EAN: 590181256456

Nr artykułu: HW-HL031



HOME  
WORLD<sup>®</sup>  
Health Line



HOME WORLD Piotr Wojcik  
Ul. Sarmacka 28B/12  
02-972 Warsaw, Poland  
[www.home-world.pl](http://www.home-world.pl)



# Pulsoksymetr napalcowy HW-HL031



Available on the  
App Store

For iOS 9.0 or Above



Kod dla urządzeń mobilnych  
z systemem iOS

ANDROID APP ON  
Google play

For Android OS 4.3 or Above



Kod dla urządzeń mobilnych  
z systemem Android



Aplikacja  
MedM Health



**HOME WORLD Piotr Wojcik**  
Ul. Sarmacka 28B/12  
02-972 Warsaw, Poland  
[www.home-world.pl](http://www.home-world.pl)